



Tuotenumero 1999915562



Suoja-alusta, ABENA Washable Underpads, 85x75cm, light blue, puuvilla/polyesteri/viskoosi/TPU, läpillä

- ✓ Hyvä imukyky
- ✓ Pestävä materiaali kestää jopa 95 °C:n lämpötilan
- ✓ Mielenrauhaa ympäri vuorokauden
- ✓ Pehmeä ja miellyttävä materiaali



STANDARD 100

Tuotekuvaus

ABENAn pestäviä, petausläpillä varustettuja vuodesuojia käytetään ensisijaisesti sänkyjen ja patjojen suojuksina, ja ne tarjoavat käyttäjälle mielenrauhaa kaikissa tilanteissa. Vuodesuojat sopivat erityisesti käyttäjille, joilla on inkontinenssi ja jotka haluavat huomaamatonta lisäsuojaa. Vuodesuojat voidaan pestä korkeintaan 95 °C:n lämpötilassa. Vuodesuojassa on imukykyinen pinta ja nesteenerpitävä taustapuoli, ja yhdessä saumattujen reunojen kanssa se tarjoaa optimaalisen vuotosuojan. Vuodesuoja tarjoaa mielenrauhaa istuttaessa tai makuuasennossa, ja lisäksi se myös vähentää kontaminaatoriskiä. Vuodesuoja myös parantaa hygieniatasoa. Pinta on pehmeä ja miellyttävä, ja suoja on hengittävä, mikä varmistaa optimaalisen mukavuuden käyttäjälle ja vähentää ihoärsytyksen riskiä. Lisäksi tuotteessa on pyöristetyt kulmat, jotka vähentävät pesusta aiheutuvaa kulumista. ABENAn pestävät, petausläpillä varustetut vuodesuojat on suunniteltu erityisesti aktiivisille ja levottomille käyttäjille. Petausläpät varmistavat, että vuodesuoja pysyy paikallaan.



Tuoteominaisuudet

Lyhyt nimi	Suoja-alusta
Brändi	ABENA
Alabrändi	Washable Underpads
Värin sävy	Light blue
Ominaisuudet	Läpillä
Yksi vai useampi käyttökerta	Monikäyttöinen
Materiaali	Puuvilla, polyesteri, viskoosi, TPU
Pituus/syvyys	85 cm
Leveys	75 cm
Rothwell-imukyky	2000 ml
Todistukset	CE, MD, ÖKO-TEX
CE-luokka	Class I
Tuote- tai testistandardit	ISO 11948-1
Direktiivit, asetukset ja säädökset	MDR (EU) 2017/745
Tuotteen koostumuksesta johtuen sillä on viimeinen käyttöpäivä, joka on laskettu valmistuspäivästä alkaen:	5 vuotta
Säilytysohjeet	Varastointi huoneenlämmössä, kuivassa ja auringonvalolta suojattuna.
Tuotteen hävittämisohejeet	Voidaan hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana paikallisten määräysten mukaisesti lajiteltuna.
Pakkauksen hävittämisohejeet	Voidaan kierrättää tai polttaa.

Käyttöohjeet

Vuoteensuoja on asetettava patjalle sininen puoli alaspäin. Varmista, että suoja on asetettu tasaisesti alustalle. Parhaan suojan varmistamiseksi tuote tulisi pestä ennen käyttöä.

Pakkaustiedot

Yksikkö	Sisältää	Pituus	Leveys	Korkeus	EAN
ltk	36 kpl	70.6 cm	32.4 cm	46.9 cm	5713571007129
kpl	1 kpl				5713571007112



MD-merkinnällä varustetut tuotteet luokitellaan lääkinnällisiksi laitteiksi.



CE-merkintä takaa, että tuotetta on turvallista käyttää ja että sillä voidaan toteuttaa kaikki turvatoimenpiteet. CE tarkoittaa Conformité Européenne (EU-vaatimustenmukaisuus) -standardia. Sitä käytetään pääasiassa elektroniikkalaitteille, turvalaitteille, rakennusalan tuotteille ja lääkinnällisille laitteille.



OEKO-TEX, joka tunnetaan myös nimellä "Luottamus tekstiileihin", on kaikkialla maailmassa käytetty terveys- ja ympäristömerkki. Sertifikaatti takaa, että tekstiilit eivät sisällä terveydelle tai ympäristölle haitallisia aineita.



Täysin hengittävä tuote on miellyttävä myös pitkäaikaisessa käytössä. Auttaa ylläpitämään ihon terveyttä.

